

Високотемпературни пещи с камера изолирана със стъклени влакна.
Подходящи за приложения в индустрията, науката и медицината.

- Керамична долна плоча
- Врата със странично отваряне, долно или горно отваряне, в зависимост от модела.
- Контролен панел на предната част на корпуса
- Бързо време за нагряване
- Добра температурна стабилност
- Метален прахово боядисан корпус
- Моделите с контролер Omron E5CC позволяват задаване на време и температура
- Моделите с контролер Omron E5CC-T позволяват и 8 програми за съхранение

Моделите с номер включващ "1100" позволяват нагряване до 1100 °C
Моделите с номер включващ "1300" позволяват нагряване до 1300 °C



Каталожен номер	Модел	Капацитет L	Отваряне на вратата	Вътрешни размери (W x D x H) mm	Захранване	Ед. Цена в лв. без ДДС
4.669 202	SNOL 3/1100 LHM01*	3	Top-opening	120 x 200 x 105	230 V, 50 Hz	3000,00 лв.
4.669 203	SNOL 8.2/1100 LHM01*	8	Top-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	3650,00 лв.
4.669 204	SNOL 8.2/1100 LSM01*	8	Side-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	3200,00 лв.
4.669 205	SNOL 8.2/1100 LZM01*	8	Down-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	3550,00 лв.
4.669 206	SNOL 13/1100 LHM01*	13	Top-opening	220 x 335 x 170	230 V, 50 Hz	4500,00 лв.
4.669 207	SNOL 22/1100 LHM01*	22	Top-opening	280 x 500 x 160	230 V, 50 Hz	5950,00 лв.
4.669 208	SNOL 39/1100 LHM01*	39	Top-opening	320 x 495 x 230	400 V, 50 Hz	8050,00 лв.
4.669 209	SNOL 6.7/1300 LSM01*	7	Side-opening	145 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	5250,00 лв.
4.669 210	SNOL 10/1300 LHM01*	10	Top-opening	190 x 335 x 170	230 V, 50 Hz	6500,00 лв.
4.669 220	SNOL 3/1100 LHM01**	3	Top-opening	120 x 200 x 105	230 V, 50 Hz	3600,00 лв.
4.669 221	SNOL 8.2/1100 LHM01**	8	Top-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	5300,00 лв.
4.669 222	SNOL 8.2/1100 LSM01**	8	Side-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	3900,00 лв.
4.669 223	SNOL 8.2/1100 LZM01**	8	Down-opening	195 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	4250,00 лв.
4.669 224	SNOL 13/1100 LHM01**	13	Top-opening	220 x 335 x 170	230 V, 50 Hz	5200,00 лв.
4.669 225	SNOL 22/1100 LHM01**	22	Top-opening	280 x 500 x 160	230 V, 50 Hz	6700,00 лв.
4.669 226	SNOL 39/1100 LHM01**	39	Top-opening	320 x 495 x 230	400 V, 50 Hz	8800,00 лв.
4.669 227	SNOL 6.7/1300 LSM01**	7	Side-opening	145 x 310 x 135	230 V, 50 Hz	5950,00 лв.
4.669 228	SNOL 10/1300 LHM01**	10	Top-opening	190 x 335 x 170	230 V, 50 Hz	7200,00 лв.

* с контролер Omron E5CC
** с контролер Omron E5CC-T

За подробна техническа информация и опции моля, обърнете се към нас.