



Вентилационен бокс за монтаж към шкафове за химикали, с включен комплект за връзка към шкаф.



CE certified



ISO 3744 compliant



Storage of flammables,
corrosives and toxics



Вентилационен бокс, адаптивен към всеки тип шкаф за химикали, лесен и естетичен монтаж. Стоманена конструкция, прахово боядисана в бяло RAL 9010.

Диаметър на входа Ø100 mm / диаметър на изхода Ø100 mm

Стоманен спирален електрически вентилатор за извличане на токсичните пари, които се създават в шкафове за съхранение на опасни материали. Ключ за включване/изключване със светлинен индикатор, за управление на захранването на вентилатора.

Дебит на вентилатора: 240 m³/h.

Захранване: 220/240V / 50 Hz

Ниво на шум на вентилатора: 57 dB(A) (без шума на въздушния поток)

Размери на бокса (В x Ш x Д): 235 x 260 x 245 mm.

Тегло на бокса: 9 kg.

Включен комплект за свързване на вентилационния бокс към шкаф за химикали:

1 бр. метален адаптер / ръкав с Ø 100 mm. за фиксиране към вентилационния отвор на шкафа за химикали.

1 метър гъвкав маркуч с Ø 100 mm.

2 бр. метални пристегателни скоби с Ø 100 mm.

