

## CARBOY СЪДОВЕ БУТИЛКИ С ШИРОКО ГЪРЛО

### Carboy съдове, PP, с две дръжки

Съдове с капачка на винт, изработени от PP, за съхранение и дозиране на среди, разтвори и други течности. Практичните раменни дръжки улесняват транспортирането и изливането.

- Градуирани
- Автоклавируеми
- Стабилно дъно с извити ъгли
- Устойчиви на течове



**New**

Размери (Ø x H) mm	Капацитет L	Размер на капачката mm	Размер на гърлото mm	Опаковка бр.	Цена за 1 оп. лв. без ДДС
249 x 376	10	83	65	1	76.00
285 x 518	20	83	65	1	120.00
376 x 665	50	83	65	1	190.00

### Бутилки с широко гърло, HDPE, правоъгълни

Правоъгълна, спестяваща място бутилка с широко гърло, със здрава конструкция на стените. Подходяща за лесно пълнене, съхранение или транспорт на течности, прахове и гранулати.

- С капачка на винт
- Изключителна химическа устойчивост на повечето киселини, основи и алкохоли
- Автоклавируеми
- Устойчиви на течове



**New**

Размери (W x D x H) mm	Капацитет ml	Размер на капачката mm	Вътрешен размер на гърлото	Опаковка бр.	Цена за 1 оп. лв. без ДДС
39.4 x 60.0 x 97.3	125	28	21.1	12	30.00
54.0 x 75.5 x 112.0	250	38	28.8	12	45.00
64.7 x 100.0 x 140.6	500	48	38.0	12	70.00
70.2 x 125.2 x 175.0	1000	53	43.7	6	75.00

## Бутилки с широко гърло, PP, кръгли



Подходящи за лесно пълнене, съхранение или транспорт на течности, прахове и гранулати.

- С капачка на винт от PP
- Автоклавируеми
- Дъно с извити ъгли
- Устойчиви на течове



Диаметър mm	Капацитет ml	Височина mm	Вътрешен Размер на гърлото mm	Опаковка бр.	Цена за 1 оп. лв. без ДДС
34.8	30	59.8	21.4	12	18.00
39.7	60	82.5	21.3	12	20.00
50.6	125	95.5	28.6	12	25.00
61.6	250	127.4	33.0	12	38.00
73.1	500	164.0	43.8	12	50.00
92.7	1000	195.0	53.3	6	48.00



## Бутилки с широко гърло, HDPE, кръгли

Подходяща за лесно пълнене, съхранение или транспорт на течности, прахове и гранулати.

- С капачка на винт от PP
- Отлична химическа устойчивост
- Автоклавируеми
- Дъно с извити ъгли
- Устойчиви на течове

Диаметър mm	Капацитет ml	Височина mm	Вътрешен Размер на гърлото mm	Опаковка бр.	Цена за 1 оп. лв. без ДДС
34.6	30	59.1	21.0	12	15.00
39.2	60	81.5	21.1	12	20.00
50.3	125	94.7	28.3	12	23.00
60.9	250	127.0	32.8	12	35.00
72.7	500	164.0	44.0	12	48.00
92.0	1000	195.0	51.9	6	45.00
119.0	2000	236.0	90.8	1	24.00