

Уважаеми клиенти,

Представяме на Вашето внимание каталог на лабораторни столове, табуретки и хокери.

Произвеждат се в ЕU с голямо разнообразие на модели подходящи за употреба в лабораторни и промишлени условия.

Облегалката и седалката са произведени от висококачествена полиуретанова пяна в различни цветове, не-плъзгаща се и лесна за почистване, устойчива на абразивни и почистващи детергенти.

Налични са различни опции като облегалки за ръце, ринг за крака, колела или плъзгачи, газова колона и петзвездна основа от различни материали.

**Сертификат (test report) за сигурност, здравина и издръжливост е наличен за всички столове, табуретки и хокери.**

***Моля свържете се с нас при необходимост от повече техническа информация и за специална оферта за повече от един стол.***

## Лабораторни табуретки

### *Лабораторна табуретка*

*Модел: stool POLO Special BL Black*



Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)  
Предлага се и в други цветове

### *Лабораторна табуретка*

*Модел: stool POLO Special BL Blue*



Седалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

### *Лабораторна табуретка*

*Модел: stool POLO Special BL Green*



Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special BL Grey**



Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special BL Red**



Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special CH Blue**



Седалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special CH Green**



Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special CH Grey**



Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special CH Red**



Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Special CH Black**



Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Black**



Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Blue**



Седалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)  
Предлага се и в други цветове

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Green**



Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Grey**



Лабораторна табуретка  
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Red**



Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool TECHNO Special CH Black**



Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 51 cm – 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool TECHNO Standard BL Black**



Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool LABO 4 Special CH Grey**



Седалка от полиуретанова пяна с висококачествена тапицерия от изкуствена кожа, сив цвят;  
Регулируема височина: 51 cm – 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа (сив полипропилен) с плъзгачи



**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool LABO 4 Standard BL Grey**

Седалка от полиуретанова пяна с висококачествена тапицерия от изкуствена кожа, сив цвят;  
Регулируема височина: 37 cm – 55 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с полипропиленов корпус.  
5-звездна основа (сив полипропилен) с колела



**Лабораторна табуретка**  
**Модел: stool POLO Standard BL Grey**

Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 37 cm – 55 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)

## Лабораторни табуретки тип хокер



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker LK Special BL Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker LK Special CH Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker LK Standard CH Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 46 cm - 67 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker TECHNO Special CH Black BT**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна черна метална основа с плъзгачи



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker UtAN NEW Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране на ъгъла на наклона  
Хромирана газова колона  
Алуминиева основа с колела



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker UtAN NEW Blue**

Седалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 40 см - 58 см  
Регулиране на ъгъла на наклона  
Хромирана газова колона  
Алуминиева основа с колела



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker UtAN NEW Green**

Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 40 см - 58 см  
Регулиране на ъгъла на наклона  
Хромирана газова колона  
Алуминиева основа с колела



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker UtAN NEW Grey**

Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 40 см - 58 см  
Регулиране на ъгъла на наклона  
Хромирана газова колона  
Алуминиева основа с колела  
Предлага се и в други цветове



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker UtAN NEW Red**

Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 40 см - 58 см  
Регулиране на ъгъла на наклона  
Хромирана газова колона  
Алуминиева основа с колела



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker LKS Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 57 cm – 85 cm  
Метална рамка



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker LKS Grey**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 57 cm – 85 cm  
Метална рамка



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker TECHNO Special CH Black Sella**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker TECHNO Standard CH Black Sella**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker VARIANT Special BL Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker VARIANT Special CH Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторна табуретка тип хокер**  
**Модел: hocker VARIANT Standard CH Black**

Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромирана газова колона  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)

## Лабораторни столове



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair LK Special BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)  
 Предлага се и в други цветове



**Лабораторен стол**

**Модел: chair LK Standard BCPT Black+**

Седалка и облегалка от полиуретанова пена, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Облегалки за ръце;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**

**Модел: chair LK Standard BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пена, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**

**Модел: chair PRO Special BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пена, черен цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**

**Модел: chair PRO Special ChCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пена, черен цвят;  
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромирана ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special ChL Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона  
 5- звездна хромирана основа с плъзгачи



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special BLCPT Blue**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special BLCPT Red**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special BLCPT Grey**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special BLCPT Green**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special ChL Blue**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special ChL Green**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special ChL Grey**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Special ChL Red**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромиран ринг за крака;  
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLCPT Blue**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLCPT Green**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLCPT Grey**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
 Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLCPT Red**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
 Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Газова колона с пластмасов корпус  
 5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair TECHNO Special CHCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона;  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair TECHNO Special CHCPT Black+**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Облегалки за ръце;  
 Хромирана газова колона;  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



### **Лабораторен стол**

**Модел: chair TECHNO Standard BLCPT Black**

Лабораторен стол

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;

Регулируема височина: 40 cm - 58 cm

Седалка въртяща се на 360°;

Газова колона с пластмасов корпус;

5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



### **Лабораторен стол**

**Модел: chair TECHNO Standard BLCPT Plus**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;

Регулируема височина: 40 cm - 58 cm

Седалка въртяща се на 360°;

Облегалки за ръце;

Газова колона с пластмасов корпус;

5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



### **Лабораторен стол**

**Модел: chair GEMINI Special CHL Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;

Регулируема височина: 51 cm - 83 cm

Седалка въртяща се на 360°;

Хромиран ринг за крака;

Хромирана газова колона

5- звездна хромирана основа с плъзгачи



### **Лабораторен стол**

**Модел: chair GEMINI Standard CHL Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;

Регулируема височина: 40 cm - 58 cm

Седалка въртяща се на 360°;

Хромирана газова колона

5- звездна хромирана основа с колела



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair LK Special CHCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибристъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PL Special BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Газова колона с пластмасов корпус;  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PL Special CHCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PL Special CHCPT II Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
 Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
 Седалка въртяща се на 360°;  
 Хромиран ринг за крака;  
 Хромирана газова колона  
 5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PL Standard BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PL Standard II BLCPT Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLL Blue**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLL Green**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLL Grey**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard CHL Black**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Хромирана газова колона;  
5- звездна хромирана основа с колела



**Лабораторен стол**  
**Модел: chair PRO Standard BLL Red**

Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен цвят;  
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°;  
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло)