





## Продукти на склад на специални цени

Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
220bante 	<b>Професионален преносим рН метър 220</b> Лесен за употреба преносим рН метър с голям LCD дисплей. 2 точкова калибровка с автоматично разпознаване на буферите. Автоматична индикация за време на смяна на електрода. Автоматичната температурна компенсация осигурява точно отчитане на стойността на рН. Функция Data Hold позволява по лесно отчитане и записване на стойността. Помощни съобщения за полесна разбота с уреда. Вграден часовник и съхранение на данни съгласно GLP. Трансфер на данните на USB.	1 бр.	250,00
4012651 	<b>Колбогрейка, 500 мл</b> за работа с облодънни колби, макс. температура 450°C. Алуминиев корпус, прахово боядисан. Нагряващи елементи от никел-хромова сплав. Интегриран регулатор на мощността.	1 бр.	200,00



Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
04101060	Фуния стъклена, d 60 mm	4 бр.	3,00
04101080	Фуния стъклена, d 80 mm	1 бр.	4,00
3135125A	Фуния стъклена, d 40 mm	6 бр.	3,00
3135130A	Фуния стъклена, d 50 mm	10 бр.	3,00
3135138A	Фуния стъклена, d 70 mm	4 бр.	4,00
3135157	Фуния стъклена, d 150 mm	10 бр.	9,00
04102040	Фуния полипропилен, d 40 mm	2 бр.	3,00
04102150	Фуния полипропилен, d 150 mm	1 бр.	6,00
04105060	Фуния полипропилен, d 60 mm, оребрена	32 бр.	1,00



Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за опаковка в лева без ДДС
SFNY013022N	Найлонови сиридж филтри 13 mm, 0.22µm, 100 бр./ опаковка	2 оп.	50,00
SFNY025022N	Найлонови сиридж филтри 25 mm, 0.22µm, 100 бр./ опаковка	15 оп.	50,00
SFPVDF025022N	PVDF сиридж филтри 25 mm, 0.22µm, 100 бр./ опаковка	2 оп.	50,00
9049026	RC сиридж филтри 15 mm, 0.45µm, 100 бр./ опаковка	10 оп.	100,00
SFPTFE025045NB	Тефлонови сиридж филтри 25 mm, 0.45µm, 100 бр./ опаковка	15 оп.	90,00


Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
9141081	Ерленмайерова колба 100 ml. тясно гърло	5 бр.	4,00
9141082	Ерленмайерова колба 250 ml. тясно гърло	4 бр.	5,00
9141083	Ерленмайерова колба 500 ml. тясно гърло	10 бр.	7,00


Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой/ опаковка в лева без ДДС
6803567	Кристализатор 300 ml, боросиликатно стъкло, D 95 mm, H 55 mm, DIN 12338	2 бр.	25,00
2872009	Тегловно стъкло на шлиф, 40 x 40 mm	1 бр.	12,00
6200301	Стъклени шипенца, 5 ml, тъмно стъкло с PE уплътняваща капачка опаковка: 200 бр.	1 оп.	50,00

Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
07102005	Четка за почистване на стъклария 25x100 mm	36 бр.	2,00
07102002	Четка за почистване на стъклария 70x130 mm	47 бр.	3,00
9150801	Шпатула/Лъжица, 15x35 mm, дълж. 180 mm, неръждаема стома	2 бр.	10,00



Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
9273122	Фол пипета, 1 ml, клас AS, 2 марки,	10 бр.	14,00
9273123	Фол пипета, 2 ml, клас AS, 2 марки,	2 бр.	10,00
9273125	Фол пипета, 3 ml, клас AS, 2 марки,	3 бр.	10,00

Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
R 56 960 	Комплект за прахова защита включващ полумаска X-plore 3500 размер M + 2 бр. филтри Pure P3	1 к-кт	60,00

Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за опаковка / брой в лева без ДДС
9405890 	Криокутия, полипропилен, 9*9 гнезда, прозрачна, 133 x 133 x 52 mm	25 бр.	9,00

Кат. номер	Описание	Налично к-во на склад	Цена за брой в лева без ДДС
9193250 ( бял ) 9193251 ( син ) 9193252 ( червен ) 9193253 ( жълт )	BRAND Статив за 40 бр. епруветки с Ø 20 mm., полипропилен	5 бр. 5 бр. 5 бр. 5 бр.	15,00



Цените се разбират DDP гр.София, офис на Биотехлаб ООД  
Валидни до изчерпване на съответните количества.  
При разминаване на цените в сайта и брошурата,  
валидни са тези изписани в брошурата.

БИОТЕХЛАБ ООД  
БЦ Сердика, сгр. 3, офис 109  
бул. Иван Гешов 2Е, София, 1330

Тел/Факс: 02 870 49 28  
office@biotechlab-bg.com  
www.biotechlab-bg.com