


## TENAK СПЕЦИАЛНИ КРИОКУТИИ И КРИОСТАТИВИ

### TENAK Origami Криостативи за епруветки

Origami Криостативи за епруветки - комбинацията от дизайн и функционалност, лесни за сглобяване, за работа с епруветки с диаметър от 12,5 mm до 30 mm. Проектирани са да се регулират на височина, което ги прави универсални за почти всяка епруветка на пазара. Криостативите за епруветки могат да се използват както за микроцентрифужни епруветки, за криовиалки и вакутейнери, така и за епруветки Falcon от 15 ml и 50 ml. Криостативите имат отпечатана буквено-цифрова решетка за лесно локализиране на пробите. Криостативите за епруветки са изработени от полипропилен и могат да се използват при температури от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .



**Order No. TE50510**

Цена: 120,00 лв. без ДДС/оп.

Статив за  $9 \times 5 = 45$  епруветки  
с o.d. 12.5 mm

Опаковка от 5 бр.



**Order No. TE50530**

Цена: 120,00 лв. без ДДС/оп.

Статив за  $7 \times 4 = 28$  епруветки  
с o.d. 18 mm

Опаковка от 5 бр.



**Order No. TE50550**

Цена: 120,00 лв. без ДДС/оп.

Статив за  $5 \times 3 = 15$  епруветки  
с o.d. 30 mm

Опаковка от 5 бр.

### TENAK Криокутии за микроскопски предметни стъкла

Картонени криокутии проектирани за микроскопски предметни стъкла. Изработени от бял фазер/картон с водоотблъскващо полипропиленово покритие за по-голяма издръжливост. Външни размери  $87 \times 128 \times h 32$  mm. Позволяват съхранение на до 25 бр. микроскопски предметни стъкла. Интегриран в криокутията разделител с номера от 1 до 25 за оптимално организиране и локализиране на отделните микроскопски предметни стъкла.

**Order No. TE22850**


Цена: 390,00 лв. без ДДС/оп.

Опаковка от 36 бр.



## TENAK Origami цветни криокутии за фризери

TENAK Origami криокутии за фризери е уникална разработена концепция. Цветни криокутии в удобна плоска опаковка формат Origami кутия. TENAK Origami се състои от капак и дъно, просто следвайте инструкциите на капака, 1-2-3 и ще имате стабилна, висококачествена криокутия. Кутиите могат да се ориентират по различни начини за класическо цветно кодиране, проследяване на текущата работа, идентифициране на собственика на кутията и наблюдение на размразяването на пробата. Изработени са от фазер/картон с водоотблъскващо полипропиленово покритие. Имат вътрешна буквено-цифрова решетка отпечатана по горния ръб, както за 9 x 9, така и за 10 x 10 разделители.

**Order No. TE22872**

Цена: 300,00 лв. без ДДС/оп.

Криокутия, Origami,  
размери: h52x134x134mm,  
Жълто/Лилаво  
Опаковка от 100 бр.

**Order No. TE22876**

Цена: 300,00 лв. без ДДС/оп.

Криокутия, Origami,  
размери: h 52x134x134mm,  
Синьо/Оранжево  
Опаковка от 100 бр.

**Order No. TE22880**

Цена: 300,00 лв. без ДДС/оп.

Криокутия, Origami,  
размери: h52x134x134mm,  
Зелено/Розово  
Опаковка от 100 бр.

## TENAK разделители за Origami криокутии за фризери

Изработени са от фазер/картон с водоотблъскващо полипропиленово покритие. Височина 30 mm, за криокутии с височина 50 mm.

**Order No. TE22110**

Цена: 120,00 лв. без ДДС/оп.

Разделители с капацитет 9 × 9 гнезда  
за виалки с o.d. <13 mm  
Опаковка от 36 бр.

**Order No. TE22120**

Цена: 120,00 лв. без ДДС/оп.

Разделители с капацитет 10 × 10 гнезда  
за виалки с o.d. <12 mm  
Опаковка от 36 бр.