


Хроматографски комплект 2-в-1 с виалки и алуминиеви капачки (crimp) ND11 (широк отвор)

ND 11 Виалки, 2 мл/12x32 mm, от светло, прозрачно боросиликатно стъкло, I хидролитичен клас, с градуиране и зона за надписване, с гърло за кримпване ND11 mm, отговарящи на стандарти ASTM Type I Class A и USP Type I, кат. No. V7, опаковка от 100 бр.

Алуминиеви капачки за кримпване за виалки ND 11 с 6 mm отвор, със септа от червен тефлон и бял силикон, предназначена за виалка с широко гърло ND11 mm, кат. No. VC7, опаковка от 100 бр.

Сертификати за качество за всяка партида виалки и капачки.



d1	11.6 ± 0.3
h1	32.0 ± 0.5
d2	10.7 ± 0.2
d4	6.0 ± 0.2
h4	3.6 ± 0.2
d3	8.3 ± 0.3
h3	≈ 7.5
S2	≥ 0.4
S1	0.85 ± 0.05