


Колбогрейки за облодъдни колби от 50 мл до 6 л, нагряване до 450°C, за работа с външен контролер



За работа с колби от 50 ml до 6000 ml.
 Могат да се използват с магнитна бъркалка.
 Алуминиев корпус, прахово боядисан.
 Връзка за K-типе термо сензор.
 Нагряване до температура 450°C
 Нагряващ елемент от никел-хромова сплав
 CE сертифицирани с уникален сериен номер за проследяване.

Работи само в комплект с външен контролер и температурен сензор!
 /При работа с опционален външен контролер WHM-C10D и температурен сензор, може да се задава и поддържа температура на течността в колбата с точност $\pm 1^\circ\text{C}$ /



Кат. No.	Капацитет на колбата (ml)	Диаметър на колбата Ø (mm)	Вътрешна дълбочина (mm)	Ед.цена в лв. без ДДС
DH.WHM12050	50	49-52	48	180,00
DH.WHM12051	100	63-66	50	180,00
DH.WHM12052	250	83-86	50	200,00
DH.WHM12053	500	102-105	85	230,00
DH.WHM12054	1,000	130-133	85	260,00
DH.WHM12055	2,000	165-169	110	280,00
DH.WHM120551	2,000	161-164	110	420,00
DH.WHM12056	3,000	184-187	110	345,00
DH.WHM12057	5,000	221-224	140	410,00
DH.WHM12058	6,000	234-237	140	460,00

Външен дигитален контролер WHM-C10D за прецизен контрол и регулиране на температурата на колбогрейки.



Спецификации и технически характеристики:

Микропроцесорен контрол и LCD дисплей.

Прецизен температурен контрол на течността в колбата, посредством опционален температурен сензор K-типе.

Температурен обхват и точност: RT+5 до 700°C / ±1°C (задаване на температура)

Температурна резолюция: 1°C – дисплей; 1°C – контрол;

Таймер и аларми: 99h 59 min или непрекъснат процес / статус, грешки, изтекло зададено време.

Капацитет на контрола: колбогрейка с мощност до 1,5 kW.

Размери/тегло: 206x207x99 mm / 2.8 kg.

Захранване: 230 V, 50/60 Hz

Кат.№ DH-WHM12500

Може да работи единствено в комплект с температурен сензор!

Опционални температурни сензори K-типе с контакт:

Модел SS300, стандартен, Ø4.8 x L250 mm, DH.WHP503040 – 160 лева без ДДС

Модел SS400, стандартен, Ø4.8 x L380 mm, DH.WHP503050 – 160 лева без ДДС

Модел SS310, с тefлоново покритие, Ø4.8 x L250 mm, DH.WHP503041 – 260 лева без ДДС

Модел SS410, с тefлоново покритие, Ø4.8 x L380 mm, DH.WHP503051 – 270 лева без ДДС

Други опционални аксесоари:

RD300 Статив за колбогрейка, Ø12.7xL520mm, DH.WHP503037 – 50 лева без ДДС

CL220 Държател и клампа за температурен сензор, DH.WHP503012 – 85 лева без ДДС

