

NALGENE®

Стерилни PETG ерленмайерови колби за еднократна употреба

NEW



- Стерилни PETG ерленмайерови колби, индивидуално опаковани
- Намалява се възможността от кръстосано замърсяване.
- Обеми от 125mL, 250mL, 500mL, 1,000mL и 2,000mL.
- Равно дъно или дъно с отбойници: за култивиране на микробни и клетъчни култури, приготвяне и съхранение на хранителни среди.
- Изработени от кристално прозрачен материал PETG.

- Стандартно в комплект с капачка на винт, изработена от бял HDPE
- NALGENE® Непропускливи капачки на винт изработени от син HDPE, вентилируеми с отвор за стерилен обмен на въздух и газове (0.2µm PTFE хидрофобна мембрана), индивидуално опаковани, стерилни – капачките се поръчват отделно.



Информация за поръчки

Кат. No.	Описание	Капацитет mL	Опаковка
4112-0125	Стерилни ерленмайерови колби, 125mL, Равно дъно	125	1
4113-0125	Стерилни ерленмайерови колби, 125mL, Дъно с отбойници	125	1
4112-0250	Стерилни ерленмайерови колби, 250mL, Равно дъно	250	1
4113-0250	Стерилни ерленмайерови колби, 250mL, Дъно с отбойници	250	1
4112-0500	Стерилни ерленмайерови колби, 500mL, Равно дъно	500	1
4113-0500	Стерилни ерленмайерови колби, 500mL, Дъно с отбойници	500	1
4112-1000	Стерилни ерленмайерови колби, 1000mL, Равно дъно	1000	1
4113-1000	Стерилни ерленмайерови колби, 1000mL, Дъно с отбойници	1000	1
4112-2000	Стерилни ерленмайерови колби, 2000mL, Равно дъно	2000	1
4113-2000	Стерилни ерленмайерови колби, 2000mL, Дъно с отбойници	2000	1
NEW 4114-0038	Вентилируеми капачки, стерилни, 38-430	пасват на 125, 250 mL колби	12
4114-0045	Вентилируеми капачки, стерилни, 45-430	пасват на 500, 1000 & 2000 mL колби	12