

**Калибрационни теглилки клас E2, компактна форма,
с голяма точност за аналитични везни**

Материал: неръждаема стомана, полирана.

Опционален пластмасов контейнер с вътрешна изолация от пяна.

Опционален международно признат DAkkS сертификат за калибриране.

Кат. No.	Тегло g	Точност ± mg	Ед.цена в лв. без ДДС
6.233 989	1	0.03	60,00
6.234 003	2	0.04	60,00
7.639 008	5	0.05	62,00
7.653 221	10	0.06	65,00
7.653 222	20	0.08	72,00
6.233 196	50	0.10	77,00
6.233 990	100	0.16	87,00
6.233 991	200	0.30	105,00
6.233 992	500	0.80	157,00
4.652 699	1000	1.60	227,00
7.653 223	2000	3.00	387,00
7.671 083	5000	8.00	605,00



**Калибрационни теглилки, клас F1, цилиндрични,
за аналитични и прецизни везни**

Материал: неръждаема стомана, полирана.

Опционален пластмасов контейнер с вътрешна изолация от пяна.

Опционален международно признат DAkkS сертификат за калибриране.



Кат. No.	Тегло g	Точност ± mg	Ед.цена в лв. без ДДС
7.630 402	1	0.1	57,00
7.651 146	2	0.12	57,00
7.651 098	5	0.16	59,00
7.608 143	10	0.2	67,00
6.056 393	20	0.25	75,00
6.054 634	50	0.3	87,00
6.253 660	100	0.5	95,00
6.056 390	200	1	130,00
6.901 628	500	2.5	205,00
6.229 584	1000	5	260,00
6.056 389	2000	10	405,00
6.054 631	5000	25	595,00

**Калибрационни теглилки, клас F2, цилиндрични,
за прецизни и технически везни**

Материал: неръждаема стомана, полирана.

Опционален пластмасов контейнер с вътрешна изолация от пяна.

Опционален международно признат DAkkS сертификат за калибриране.

Кат. No.	Тегло g	Точност ± mg	Ед.цена в лв. без ДДС
6.226 183	1	0.3	35,00
6.226 184	2	0.4	35,00
6.227 958	5	0.5	35,00
6.256 664	10	0.6	37,00
7.624 371	20	0.8	45,00
6.227 959	50	1.0	45,00
6.234 512	100	1.6	50,00
7.635 661	200	3.0	67,00
6.253 994	500	8.0	97,00
7.627 966	1000	16	135,00
7.627 967	2000	30	200,00
6.256 665	5000	80	345,00



**Калибрационни теглилки, клас M1,
за промишлени и търговски везни**

Материал: матиран месинг.

Опционален пластмасов контейнер с вътрешна изолация от пяна.

Опционален международно признат DAkkS сертификат за калибриране.



Кат. No.	Тегло g	Точност ± mg	Ед.цена в лв. без ДДС
9.900 501	1	1.0	15,00
9.900 502	2	1.2	15,00
9.900 505	5	1.5	15,00
9.900 510	10	2.0	17,00
6.230 657	20	2.5	20,00
9.900 515	50	3.0	27,00
6.227 960	100	5.0	27,00
9.900 522	200	10	47,00
6.227 707	500	25	50,00
6.227 706	1000	50	77,00
7.635 659	2000	100	137,00
6.239 075	5000	250	305,00

Предлагат се също единични или пълни комплекти OIML теглилки (International Organization of Legal Metrology), класове E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.

ТАБЛИЦА С ДОПУСТИМИТЕ ГРЕШКИ НА ТЕГЛИЛКИТЕ

Номинална стойност	OIML R111•2004 Максимални допустими грешки на теглилките "Tol ±mg"						
	E1	E2	F1	F2	M1	M2	M3
1 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
2 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
5 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
10 mg	± 0,003 mg	± 0,008 mg	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	-	-
20 mg	± 0,003 mg	± 0,010 mg	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	-	-
50 mg	± 0,004 mg	± 0,012 mg	± 0,04 mg	± 0,12 mg	± 0,4 mg	-	-
100 mg	± 0,005 mg	± 0,016 mg	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	-
200 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	± 0,6 mg	± 2,0 mg	-
500 mg	± 0,008 mg	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	-
1 g	± 0,010 mg	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg
2 g	± 0,012 mg	± 0,04 mg	± 0,12 mg	± 0,4 mg	± 1,2 mg	± 4,0 mg	± 12 mg
5 g	± 0,016 mg	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg
10 g	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	± 0,6 mg	± 2,0 mg	± 6,0 mg	± 20 mg
20 g	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg
50 g	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg
100 g	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg
200 g	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg
500 g	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg
1 kg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg	± 160 mg	± 500 mg
2 kg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg	± 300 mg	± 1 000 mg
5 kg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg	± 800 mg	± 2 500 mg
10 kg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg	± 160 mg	± 500 mg	± 1 600 mg	± 5 000 mg
20 kg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg	± 300 mg	± 1 000 mg	± 3 000 mg	± 10 g
50 kg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg	± 800 mg	± 2 500 mg	± 8 000 mg	± 25 g
100 kg	-	± 160 mg	± 500 mg	± 1 600 mg	± 5 000 mg	± 16 g	± 50 g
200 kg	-	± 300 mg	± 1 000 mg	± 3 000 mg	± 10 g	± 30 g	± 100 g
500 kg	-	± 800 mg	± 2 500 mg	± 8 000 mg	± 25 g	± 80 g	± 250 g
1 000 kg	-	± 1 600 mg	± 5 000 mg	± 16 g	± 50 g	± 160 g	± 500 g
2 000 kg	-	-	± 10 g	± 30 g	± 100 g	± 300 g	± 1 000 g
5 000 kg	-	-	± 25 g	± 80 g	± 250 g	± 800 g	± 2 500 g

